


FACE SHIELD PA100

1

INSTRUCCIONES DE USO

Con un trapo limpio, seco y un agente desinfectante, limpie la superficie por ambos lados para asegurar su limpieza y desinfección.



2


COLOCACIÓN

Colocar la careta en la frente y la banda por detrás de la nuca.



MATERIALES

- Espuma: Poliuretano con adhesivo
- Careta: PET Cal 12
- Banda elástica: Neopreno + Lycra
- Empacados en bolsa de polietileno



MODELO	CALIBRE	DIMENSIONES	TALLA
PA100	PVC 12	27.8 X 20 cm	AJUSTE MULTITALLA

La **Face Shield Pygsa** es el complemento ideal de protección, es fácil de usar, gracias a su banda de espuma incorporada. Es lo suficientemente espacioso como para usar sobre anteojos. El visor permite la máxima visibilidad para todas sus tareas.
NO OLVIDE:



Lavarse las manos



Utilizar cubrebocas



Desinfectar sus manos

NOTA: Este producto es un protector facial, para su mayor seguridad, le sugerimos seguir las recomendaciones sanitarias para evitar el riesgo de contagio.